


**miyo**  
liquid ceramic

**miyo**  
**PINK**  
liquid ceramic



# Termékinformáció macvar

## RÉTEGZETT ESZTÉTIKA – MONOLITIKUS ERŐSSÉG

A Jensen Dental jelenleg 2 féle MiYO\* folyékony kerámia rendszert ajánl: MiYO a fogakhoz, és MiYO pink Gingival System a gingiva kialakításához.

Mindkettő rendszer egy egyedülálló megoldása a fogpótlások befejezésének, amelyek magukban foglalják többek között az opaleszcens pasztákat és fluoreszcens réteganyagokat, amelyek kiválóan alkalmasak színezéshez, struktúrákhoz és glazúrozáshoz. MiYO rendszerrel könnyedén és gyorsan elérhetőek a magas esztétikai végeredmények, amelyek vetekednek a rétegkerámiák esztétikájával.

MiYO Color különböző típusú ön-glazúrozó színekből áll, amelyek különböznek transzlucencia értékeikben. Minden egyes szín hűen tükrözi a természetes fogak és szövetek színét és felszínét mint pl.: incizális transzlucencia, mamelonok, repedések, halo effektus és a gingivális szövetek.

Közvetlenül a MiYO Color-ra helyezzük a MiYO Structure-t.


A MiYO Structure segítségével kialakítható a mélység, vitalitás és textúra akár már 0,1 mm - 0,2 mm rétegvastagságban.

A magas stabilitásnak köszönhetően, az egyénnel jellemző felszíni struktúrák könnyedén kialakíthatóak a pasztából egy esetet segítségével.

Az alacsony ételési hőmérséklet nem változtatja meg a felszín karakterét, ennek köszönhetően megbízható végeredményeket lehet elérni akár már 1 vagy 2 étetés után is.

\* Szabadalmaztatás alatt

## A MIYO ELŐNYEI:

- 
- + Minden alkalommal kiszámítható végeredmény.
  - + Könnyen kezelhető paszta állagú anyagok.
  - + A gyors munkafolyamatnak köszönhetően gazdaságos és nagy az időmegtakarítás.
  - + A mélység és a kontrasztok kialakításához a MiYO Color-nak tökéletes a fluoreszcencia és opacitás értéke is.
  - + MiYO Structure – egyedülálló, a felszíni struktúra létrehozásához kialakított anyag.
  - + MiYO Structure természetes törésmutatója jól látható a monolitikus koronákon már akár 0,1 mm rétegvastagságban is.
  - + Magas színstabilitás.
  - + Minimális zsugorodás.
  - + Részletgazdag esztétikai végeredmények már az étetés előtt a formák, felszínnek és struktúrák kialakításával.

## MIYO-T KIVÁLTKÉPP A KÖVETKEZŐKHÖZ TERVEZTÉK:

- Monolitikus Cirkon
- Cirkon-dioxid
- Lithium - diszilikát
- PFC (pl. InSync Zr)
- PFM (pl. InSync MC)
- Press to Cirkon

## MIYO-T KIVÁLTKÉPP A KÖVETKEZŐKHÖZ TERVEZTÉK:


- Monolitikus Cirkon
- Cirkon-dioxid
- Lithium - diszilikát
- PFC (pl. InSync Zr)
- Press to Cirkon
- PFM (pl. InSync MC)



# 1 MiYOCOLOR



Különböző formák, színek és hatások elérése már az első lépésektől kezdve.



A magastól az alacsony value értékig MiYO Color Storm és Smoke egítségével.



A3 tól A1 ig a MiYO Color Lumin színnel

# 2 MiYOSTRUCTURE




A felszíni struktúra kialakítása.

MiYO Structure égetés előtt


MiYO Structure égetés után



# 1 MiYO PINK COLOR




Végtelen lehetőségek a részletgazdag munkához.



MiYO pink Structure segítségével kialakított természetesnek ható műíny.

































# 2 MiYO PINK STRUCTURE





















A MiYO Structure minimális rétegvastagsága 0.1 - 0.2 mm



### A MIYO RENDSZER ELEMEI:

TRANSLUCENT		COLOR		STRUCTURE	
	Trans Shade A		Snow		Structure Window
	Trans Shade B		Linen		Structure Ghost
	Trans Shade C		Fissure		Structure Enamel
	Trans Shade D	MAMELON			Structure Ice
	Trans Straw		Mamelon Wheat		Structure Blush
	Trans Sage		Mamelon Coral		HT Structure Window
	Trans Lotus		Mamelon Pumpkin		HT Structure Enamel
	Trans Clementine	HALO			
	Trans Storm		Halo Spring		Glaze Paste - fluor -
	Trans Cobalt		Halo Autumn		InSync Liquid - one for all -
	Trans Lumin				
	Trans Lumin plus				
	Trans Smoke				
	Trans Slate				
	Trans Sunflower				
	Trans Garnet				

### A MIYO PINK RENDSZER ELEMEI:

TRANSLUCENT		COLOR		STRUCTURE	
	Trans Raspberry		Flamingo		Structure Orchid
	Trans Copper		Crimson		Structure Rouge
	Trans Midnight		Plum		Structure Frost
	Trans Carnation		Merlot		
	Trans Garnet		Sorbet		Glaze Paste - no fluor - InSync Liquid - one for all -
			Salmon		
			Sable		
			Thistle		
			Venule		

### TECHNIKAI ADATOK:

	CTE (25-500 °C) [10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ]
MiYO Color	7,5 ± 0,5
MiYO Structure	7,4 ± 0,5
Glaze Paste	7,3 ± 0,5





**Hivatalos magyarországi forgalmazó:**

DentAvantgArt  
9400 Sopron  
Virág völgyi u. 59  
Tel. 06/99/314-931  
info@dentavantgart.hu  
www.dentavantgart.hu



**MIYO kereskedő Európában**

**Készítette:**

Chemichl AG  
Landstrasse 114  
9490 Vaduz, Liechtenstein  
info@chemichl.com



**Európai értékesítés és műszaki támogatás:**

Jensen GmbH  
Gustav-Werner-Straße 1  
72555 Metzingen, Germany

Tel. +49 7123 922 60  
info@jensendental.de  
www.jensendental.de

**Még több MIYO ...**



GAN: 8000 | 2102  
ungarisch